


低周波治療器

ポラリスカイン

POLARISKINE PO-3i

Hybrid Tidal




スーパータイダルとパルスタイダルを組み合わせた、2極で治療を行うモードです。



低い周波数刺激の特性である“持続性”と、“表面”の運動点^{*1}への刺激。高い周波数刺激の“即効性”と、“深部”の運動点への刺激。“力強い”刺激感を生むタイダル波^{*2}。“心地よい”刺激のウエーブ波。これらの相反する要素を融合させた電気刺激が、これまでの治療器の概念を打ち破りました。

※1 運動点(motor point)
電気刺激に対して最も反応しやすい部位。

※2 タイダル波
ポラリスカインの基本波形である「タイダル波」は、体内の表層から深層まで、次から次へと周波数の異なる波形がリズムカルに刺激します。



管理医療機器 特定保守管理医療機器
認証番号 224AIBZX00062000